

BRAVE

MASAÜSTÜ BUHAR STERİLİZATÖRÜ
BENCH TOP STEAM STERILIZER



Küçük cerrahi setlerin sterilizasyonu için geliştirilmiş sınıfının ilk ürünüdür.

It is the first product developed for the sterilization of small surgical sets.

Genel amaçlı kullanıma uygun, masaüstü, pratik kullanılacak ve hızlı sterilizasyon yapacak şekilde tasarlanmıştır. Klinikler, acil müdahale servisleri, diş klinikleri, veteriner klinikleri gibi geniş bir alanda kullanılabilir.

It was designed suitable for general use, bench top, practical use and in a quick way to perform the sterilization. It is used in a wide field such as clinics, emergency services, dentist clinics and veterinary clinics.

Üretiminde tamamen paslanmaz çelik kullanılmıştır. Mikro chip destekli kontrol ünitesi ile kolay programlanabilmektedir.

Stainless steel is used in the production. It can simply be programmed with a controlling unit supported with micro chip.

Ters kapak sistemi ile güvenli bir şekilde kapatılır. Ayrıca sistem içerisinde diğer güvenlik unsurları sağlanmıştır.

It can be safely closed with a reverse lid. Moreover, the system is provided with other security elements.

Sterilizatör içerisinde üst üste konulabilen 2 adet tepsi bulunmaktadır.

In the sterilizer, there are two stackable trays.

İlgi çekici özellikleri şu şekilde sıralanabilir:


- 3-15 dakika sterilizasyon süresi
- 9-30 dakika çevrim süresi
- 15°C - 134°C \pm 1°C hassasiyeti ile ısı kontrolü

Its interesting features are:

- Sterilization period 3-15 min
- Sterilization cycle 9-30 min
- Temperature control sensitivity 15°C - 134°C \pm 1°C



BRAVE



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ünite Dış Boyutları

Sterilizasyon Odası Boyutları

Su tankı Kapasitesi
Sıcaklık Çalışma Aralığı
Sıcaklık Okuma Hassasiyeti
Ayarlanabilir Sterilizasyon Zaman Aralığı
Voltaj ve Güç
Sterilizasyon Odası Hacmi
Tepsiler
Dış Kasa, Sterilizasyon Odası ve
Su tankı malzemesi
Net Ağırlık
Paket Ağırlığı
Paket Ölçüleri

Genişlik : 350 mm
Yükseklik : 300 mm
Derinlik : 400 mm
Çap : 197 mm
Boy : 370 mm
3.5 lt
115° C-135°C
±1°C
1 dk. - 60 dk.
220 Volt 50 Hz 1250 Watt
11 lt.
2 adet (305 x 121 x 22 mm)
304 Kalite Paslanmaz Sac

17.5 kg.
18 kg.
(600 x 410 x 350 mm)

SPECIFICATIONS



Overall Dimensions

Chamber Size

*Water Reservoir
Temperature Range
Temperature Reading Sensitivity
Time Set Range
Voltage and Power
Chamber Capacity
Trays
Outer Case, Chamber and
Water Reservoir Material
Net Weight
Gross Weight
Package Dimensions*

*14" Wide
11 1/2" High
19" Deep
7 1/2" Diameter
14 1/2" Long
3.5 lt.
239°F - 275°F
± 1 °C
1 - 60 minute
120 Volts 60 Hz 1250 Watts
11 lt.
3 Pieces 12"x4 3/4" x 7/8"

304 Stainless Steel
38,6 Pounds
40 Pounds
24" x 16" x 14 "*



TIBBİ ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş

www.bahadir.com.tr
e-mail : info@bahadir.com.tr

Fabrika ve Merkez Ofis/Factory and Head Office

Organize Sanayi Bölgesi 55300 Samsun / TURKEY
Phone : +90(362)266 70 00 Fax : +90(362)266 70 05