


ÇOK AMAÇLI ÇEMBER EKARTÖR SİSTEMİ
MULTI-PURPOSE RING RETRACTOR SYSTEM




- ◆ Kolay kurulur.
- ◆ Operasyon sahasında rahat çalışma imkanı verir.
- ◆ Birçok operasyonda kullanılır.
- ◆ Geniş alet kullanım seçeneği sunar.
- ◆ Pozisyona göre kurulabilme avantajlarıdır.
- ◆ Asiste eleman sayısını azaltır.



L 620.00 Bookwalter Ekartör Seti Komple

001 L 620.05	MASA BAĞLANTI DİREKİ	1 ADET
002 L 620.08	ÇEMBER TUTUCU	1 ADET
003 L 620.15	BAĞLANTI ELEMANI	1 ADET
004 L 620.17	EKARTÖR BAĞLANTI ELEMANI	2 ADET
005 L 620.18	EKARTÖR BAĞLANTI ELEMANI	2 ADET
006 L 620.35	OVAL ÇEMBER KÜÇÜK 200X310 MM	1 ADET
007 L 620.36	OVAL ÇEMBER ORTA 265X370 MM	1 ADET
008 L 620.37	OVAL ÇEMBER BÜYÜK 265X470 MM	1 ADET
009 L 620.45	BALFOUR EKARTÖR 65X75 MM	1 ADET
010 L 621.27	BALFOUR EKARTÖR 75X90 MM	1 ADET
011 L 620.51	HARRINGTON EKARTÖR 65X145 MM	1 ADET
012 L 620.53	HARRINGTON EKARTÖR 90X250 MM	1 ADET
013 L 620.55	KELLY EKARTÖR 51X64 MM	1 ADET
014 L 620.57	KELLY EKARTÖR 64X76 MM	1 ADET
015 L 620.59	KELLY EKARTÖR 53X127 MM	1 ADET
016 L 621.50	KELLY EKARTÖR 25X40 MM	1 ADET
017 L 621.52	KELLY EKARTÖR 50X40 MM	1 ADET

L 620.05 Masa bađlantý diređi
48 cm
L 620.06 Masa bađlantý diređi
58 cm



L 620.08
Çember tutucu
36.5 cm




L 620.10
360° Çember tutucu, hareketli



L 620.12
Yatay çubuk 30.5 cm



L 620.15
Bađlantýelamaný



L 620.98
Ekartör uzatma kolu



L 620.19
Ekartör bađlantýelamaný
Dönebilir



L 620.17
Ekartör bađlantýelamaný
Sabit



L 620.18
Ekartör bađlantýelamaný
Deđiþebilir açýý





L 620.30
Oval çember 200 x 265 mm



L 620.38
Katlanır çember 200 x 265 mm




L 620.31 Küçük Ø 215 mm
L 620.32 Orta Ø 265 mm
L 620.33 Büyük Ø 315 mm
Yuvarlak çember




L 620.35 Küçük 200 x 310 mm
L 620.36 Orta 265 x 370 mm
L 620.37 Büyük 265 x 470 mm
Oval çember



L 620.44 380 x 368 mm
Parçalı çember



L 620.40 Küçük 215 x 355 mm
L 620.41 Orta 265 x 495 mm
L 620.42 Büyük 315 x 495 mm
L 620.43 Geniş 405 x 595 mm
Parçalı oval çember



Spinal cerrahi ekartörü

L 620.26 Yarım çember 203 mm 2 adet

L 620.27 Ekleme parçası 101 mm 2 adet

L 620.28 Ekleme parçası 152 mm 2 adet


L 620.29 Ekleme parçası 203 mm 2 adet



L 620.20 400 x 460 mm
Ayarlanabilir çember



L 620.22 310 x 460 mm
Ayarlanabilir çember

**KELLY**

- L 620.55** 51 x 64 mm
- L 620.56** 51 x 75 mm
- L 620.57** 64 x 76 mm
- L 620.58** 53 x 102 mm
- L 620.59** 53 x 127 mm
- L 620.60** 53 x 150 mm


- L 621.50** 25 x 40 mm
- L 621.51** 25 x 50 mm
- L 621.52** 50 x 40 mm
- L 621.53** 50 x 200 mm



Vajinal-posterior ekartör
L 620.64 25 x 115 mm



Vajinal yan ekartör
L 620.62 25 x 75 mm



L 620.79 30 x 80 mm

**MEYERDING**

- L 620.70** 17 x 60 mm
- L 620.71** 25 x 85 mm
- L 620.72** 50 x 95 mm



Rektum ekartörü
L 620.85 75 mm
L 620.86 100 mm

**RICHARDSON**

- L 620.87** 20 x 25 mm
- L 620.88** 20 x 50 mm
- L 620.89** 25 x 30 mm


**MAYO**

- L 620.83** 30 x 30 mm
- L 620.84** 50 x 50 mm



L 620.90 40 x 150 mm
L 620.91 50 x 150 mm
L 620.92 75 x 150 mm
Bükülebilir

L 621.30 40 x 200 mm
L 621.31 50 x 250 mm
L 621.32 75 x 250 mm
L 621.33 75 x 300 mm
L 621.34 100 x 200 mm
L 621.35 100 x 250 mm
L 621.36 100 x 300 mm
Bükülebilir



L 621.04 20 x 50 mm
L 621.05 20 x 75 mm
L 621.06 25 x 25 mm
L 621.07 25 x 100 mm
L 621.08 25 x 125 mm
L 621.09 40 x 75 mm
L 621.10 40 x 100 mm
L 621.11 40 x 150 mm
L 621.12 40 x 200 mm
L 621.13 50 x 150 mm
L 621.14 50 x 200 mm
L 621.15 50 x 250 mm
L 621.16 75 x 150 mm
L 621.17 75 x 200 mm
L 621.18 75 x 250 mm
L 621.19 75 x 300 mm
L 621.20 100 x 200 mm
L 621.21 100 x 250 mm
L 621.22 100 x 300 mm
Bükülebilir




L 620.67 50 x 230 mm
L 620.68 75 x 230 mm
Bükülebilir



YU-HOLTGREWE
L 620.78 60 x 150 mm
Bükülebilir



BALFOUR
L 621.25 75 x 60 mm
L 621.26 75 x 80 mm
L 621.27 75 x 90 mm



BALFOUR
L 620.45
 65 x 75 mm



HARRINGTON
L 620.50 40 x 145 mm
L 620.51 65 x 145 mm
L 620.52 60 x 140 mm
L 620.53 90 x 250 mm
L 620.54 110 x 250 mm



ST. MARK'S
L 620.49 60 x 190 mm



DEAVER
L 621.40 25 x 110 mm
L 621.41 40 x 110 mm
L 621.42 50 x 110 mm



MAGRINA
L 620.47 25 x 90 mm
L 620.48 25 x 130 mm



L 620.75
17 x 20 mm



L 620.76
20 x 8.5 mm



L 620.77
25 x 8.5 mm



SCOVILLE
L 620.81



SCOVILLE
L 620.80



GELPI
L 620.95



L 621.45A 25 x 100 mm
L 621.46A 25 x 150 mm
L 621.47A 25 x 200 mm
L 621.48A 25 x 250 mm
 Alüminyum



KELLY
L 620.55A 51 x 64 mm
L 620.56A 51 x 75 mm
L 620.58A 53 x 102 mm
L 620.59A 53 x 127 mm
L 620.60A 53 x 150 mm
L 621.53A 50 x 200 mm
 Alüminyum



L 621.60A 50 x 250 mm
L 621.61A 75 x 200 mm
 Alüminyum



HARRINGTON
L 620.51A 65 x 145 mm
L 620.53A 90 x 250 mm
L 620.54A 110 x 250 mm
 Alüminyum



MAYO
L 620.45A
 65 x 75 mm
 Alüminyum



BALFOUR
L 621.25A
 75 x 60 mm
 Alüminyum



L 621.30A 40 x 200 mm
L 621.31A 50 x 250 mm
L 621.32A 75 x 250 mm
L 621.33A 75 x 300 mm
L 621.34A 100x 200 mm
L 621.35A 100x 250 mm
 Alüminyum / Bükülebilir

Urun Kodu	Sayfa	Urun Kodu	Sayfa	Urun Kodu	Sayfa	Urun Kodu	Sayfa
L 620.05	2	L 620.84	5	L 620.81	8		
L 620.06	2	L 620.90	6	L 620.80	8		
L 620.08	2	L 620.91	6	L 620.95	8		
L 620.10	2	L 620.92	6	L 621.45A	9		
L 620.12	2	L 621.30	6	L 621.46A	9		
L 620.15	2	L 621.31	6	L 621.47A	9		
L 620.98	2	L 621.32	6	L 621.48A	9		
L 620.19	2	L 621.33	6	L 620.55A	9		
L 620.17	2	L 621.34	6	L 620.56A	9		
L 620.18	2	L 621.35	6	L 620.58A	9		
L 620.30	3	L 621.36	6	L 620.59A	9		
L 620.38	3	L 621.04	6	L 620.60A	9		
L 620.31	3	L 621.05	6	L 621.53A	9		
L 620.32	3	L 621.06	6	L 621.60A	9		
L 620.33	3	L 621.07	6	L 621.61A	9		
L 620.35	3	L 621.08	6	L 620.51A	9		
L 620.36	3	L 621.09	6	L 620.53A	9		
L 620.37	3	L 621.10	6	L 620.54A	9		
L 620.44	3	L 621.11	6	L 620.45A	9		
L 620.40	3	L 621.12	6	L 621.25A	9		
L 620.41	3	L 621.13	6	L 621.30A	9		
L 620.42	3	L 621.14	6	L 621.31A	9		
L 620.43	3	L 621.15	6	L 621.32A	9		
L 620.26	4	L 621.16	6	L 621.33A	9		
L 620.27	4	L 621.17	6	L 621.34A	9		
L 620.28	4	L 621.18	6	L 621.35A	9		
L 620.29	4	L 621.19	6				
L 620.20	4	L 621.20	6				
L 620.22	4	L 621.21	6				
L 620.55	5	L 621.22	6				
L 620.56	5	L 620.67	6				
L 620.57	5	L 620.68	6				
L 620.58	5	L 620.78	6				
L 620.59	5	L 621.25	7				
L 620.60	5	L 621.26	7				
L 621.50	5	L 621.27	7				
L 621.51	5	L 620.45	7				
L 621.52	5	L 620.50	7				
L 621.53	5	L 620.51	7				
L 620.64	5	L 620.52	7				
L 620.62	5	L 620.53	7				
L 620.79	5	L 620.54	7				
L 620.70	5	L 620.49	7				
L 620.71	5	L 621.40	7				
L 620.72	5	L 621.41	7				
L 620.85	5	L 621.42	7				
L 620.86	5	L 620.47	7				
L 620.87	5	L 620.48	7				
L 620.88	5	L 620.75	8				
L 620.89	5	L 620.76	8				
L 620.83	5	L 620.77	8				



Organize Sanayi Bölgesi 55300 SAMSUN
TEl:0362 266 70 00 Fax: 0362 266 70 05
www.bahadir.com.tr / info@bahadir.com.tr