

ASPIRATÖR UÇLARI
SUCTION TUBE

Genel Cerrahi / General Surgery - **GN**



J 400.00

Büyük miktarda sıvı temizlemek için
 For clearing large quantities of fluid
 19 cm


Ø 15 mm


J 415.00

Delmek için trokar
 Trocar, for puncturing
 17 cm


J 418.00

Regülatör ve parmak kumandalı
 aspiratör adaptörü
 Suction handle, with vacuum regulator
 and finger cut-off, brass, mirror-finish chromi-
 um-plated
 15 cm


 Olive
 Ø 8 mm

J 406.00

Çift eğimli genel cerrahi için
 Double curved, for general surgery
 23 cm


J 432.00 Ø 9 mm


Üniversal çift eğimli kanül
 Universal cannula, double curved
 23 cm


 Olive
 Ø 9 mm

POOL

J 436.00

Aspiratör kanülü, vidalanabilir dış tüpü ile
 Suction cannula, with outer tube to be
 screwed off
 22.5 cm



 Olive
 Ø 8-10.5 mm

 ▲
 Ø 10 mm
 Charr.30


POOL

J 437.00

Aspiratör kanülü, vidalanabilir dış tüpü ile
 Suction cannula, with outer tube to be
 screwed off
 22.5 cm


 Olive
 Ø 6.5-9.5 mm

 ▲
 Ø 7 mm
 Charr.21



Ø 10 mm



Ø 9 mm



Ø 5 mm



Ø 5 mm

