

**MİKRO DAMAR KLİPLERİ**  
MICRO VESSEL CLIPS

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahi/ Cardiovascular and Thoracic Surgery - **KR**



Geçici damar tıkkama için:

Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama

Sabitlenmiş baskı mesafeli, tırtıklı yüzeyli bleydler

Kapama kuvveti klipsin ağızlarının 1/3 mesafesinde 1 mm aralık durumunda ölçülür.

For temporary occlusion :

Safe and careful griping of vessel

Blades with serrated surface and rigidly fixed pressure feature

Closing force is measured at 1/3 of the blades a 1 mm opening



BIEMER

**S 001.00**

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 6 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 30-40 gr. (0.29 - 0.39 N)



**S 002.00**

Çene Uzunluğu/Lenght of jaws 9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 30-40 gr. (0.29 - 0.39 N)



BIEMER

**S 003.00**


Çene uzunluğu/Lenght of jaws 9 mm

Açıklık/Opening 5 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 20-25 gr. (0.20 - 0.25 N)

for vessel  $\varnothing$  0.5 - 2.0 mm.

S 034.00 ve S 035.00 ile birlikte kullanılır.



MEHDORN

**S 005.00**

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 10-15 gr. (0.10 - 0.15 N)



MEHDORN

**S 005.01**

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1.4 mm

Açıklık/Opening 4 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 15-20 gr. (0.15 - 0.20 N)



MEHDORN

**S 005.05**

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1 mm

Açıklık/Opening 6 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 10-15 gr. (0.10 - 0.15 N)



MEHDORN

**S 005.06**

Çene uzunluğu/Lenght of jaws 1.4 mm

Açıklık/Opening 6 mm

Kapanma kuvveti/Closing force 15-20 gr. (0.15 - 0.20 N)

for vessel  $\varnothing$  0.5 - 2.0 mm.

S 032.00 ile birlikte kullanılır.