

DİSTRAKTÖRLER
DISTRATORS

Beyin Cerrahi / Neurosurgery - **NR**





CASPAR
L 477.01
Distraktör/Distractor



V 800.01P

Matkap klavuzu

Distraksiyon vidalarını paralel pozisyona getirmek için L 477.01 veya L 477.02 ile kullanılır.

Drill guide

for parallel positioning of the distraction screws, to be used with distractor L 477.01 or L 477.02 24 cm

CASPAR

L 477.00 (Komple/Complete)

L 477.01 1 adet distraktör/1 each distractor

V 800.01P 1 adet matkap klavuzu/1 each drill guide

V 823.01 1 adet matkap/1 each twist drill

V 830.04 2 adet distraksiyon vidası/2 each distraction screws

V 810.01P 1 adet tomavida/1 each Screw driver

L 477.02

Distraktör, L 477.01 benzeri,

çok kademeli (2 den fazla) distraksiyon için uzun dişli çubuklu.

Distractor, like L 477.01, but with elongated toothed bar, for multilevel (more than 2) distraction