


MİKRO PORTEGÜLER
MICRO NEEDLE HOLDERS

Beyin Cerrahi / Neurosurgery - **NR**




Elmas Uclu Portegüler :

Bahadır Portegülerinin ağızlarındaki elmas uclarının kullanıma göre yüzey yapısı seçilebilir.

Bahadır elmas uclu portegülerinin 4 farklı yüzeyi vardır. Pürüzsüz yüzey ve 3 farklı çentik yüzeyi uygun iğne yakalamayı sağlar.

Needle holders with carbide inserts.

The carbide inserts on BAHADIR needle holders can be selected based on usage.

BAHADIR needle holders with carbide inserts have four different surface types. Smooth surface and three different notched surfaces provide appropriate needle catch.



Düz
smooth

Pürüzsüz yüzeye sahip ağızlarda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 9/0 - 11/0

With smooth jaw surface for suture materials: 9/0 - 11/0



0,2

0.2 mm adımlı çentiğe sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 6/0 - 10/0

With 0.2 mm pitch of serration for suture material: 6/0 - 10/0



0,4

0.4 mm adımlı çentiğe sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 4/0 - 6/0

0.4 mm pitch of serration for suture material: 4/0 - 6/0



0,5

0.5 mm adımlı çentiğe sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 3/0' a kadar

0.5 mm pitch of serration for suture material: up to 3/0



$\frac{1}{2}$
Düz ağız
Smooth jaw

CASTROVIEJO
F 301.00
Kilitli/With lock
14.5 cm



$\frac{1}{2}$
0,2

CASTROVIEJO
F 303.00
Kilitli/With lock
14.5 cm



$\frac{1}{2}$
0,4

F 312.00
17 cm



$\frac{1}{2}$
0,2

CASTROVIEJO
F 305.00-F 305.01
Kilitli/With lock




$\frac{1}{2}$
0,2

F 308.00
Kilitli/With lock
18 cm



$\frac{1}{2}$
0,2

F 308.01
Kilitli/With lock
20 cm



DIAMOTE ağızlar, daha sert ve aşınmaya dayanıklı yüzeyler sağlar.
DIAMOTE ağızlar, hassas iğne, suture ve dokuların güvenilir bir şekilde kavranmasını garanti eder.

DIAMOTE jaws provide harder and more wear resistant surfaces.
DIAMOTE jaws ensure reliable grip of fine needles, sutures and tissues.



F 307.00

F 307.04

1/2

F 307.00-F 307.04
Kilitli/With lock
18 cm



1/2

F 310.36
Kilitli/With lock
21 cm



1/1

Suture 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller




1/2

F 310.37
Kilitsiz/Without lock
21 cm



1/1

Suture 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller





Sütür 7-0 ve daha
küçükler için
For sutures 7-0
and smaller

18.5 cm F 312.01T
21 cm F 312.02T
23 cm F 312.04T
Kilitli/With lock

18.5 cm F 312.11T
21 cm F 312.12T
23 cm F 312.14T
Kilitsiz/Without lock



Sütür 5-0 ve daha
küçükler için
For sutures 5-0
and smaller

18.5 cm F 312.21T
21 cm F 312.22T
23 cm F 312.24T
Kilitli/With lock

18.5 cm F 312.31T
21 cm F 312.32T
23 cm F 312.34T
Kilitsiz/Without lock