

**TEL KESİCİLER**  
WIRE CUTTERS

Ortopedi / Orthopedics - **OR**





Özel sertleştirilmiş kesici ağız  
 Specially hardened cutting edges



Özel sertleştirilmiş kesici ağız  
 Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 0.5 mm  
 For soft wire Ø 0.5 mm  
 Sert tel için Ø 0.3 mm  
 For hard wire Ø 0.3 mm

1/2

ANGLE  
 P 630.00  
 13 cm



Yumuşak tel için Ø 0.6 mm  
 For soft wire Ø 0.6 mm  
 Sert tel için Ø 0.4 mm  
 For hard wire Ø 0.4 mm

1/2

P 630.01  
 13 cm




Yumuşak tel için Ø 1.5 mm  
 For soft wire Ø 1.5 mm  
 Sert tel için Ø 1.0 mm  
 For hard wire Ø 1.0 mm

1/2

P 632.00  
 Tel kesme pens  
 Wire cutting pliers  
 14 cm




Sert metal kesici ağız  
 Tungsten carbide cutting edges



Yumuşak tel için Ø 1.2 mm  
 For soft wire Ø 1.2 mm  
 Sert tel için Ø 0.8 mm  
 For hard wire Ø 0.8 mm

1/2



C 798.00  
 Tek ağız tırtıllı  
 One jaw serrated  
 12 cm



Yumuşak tel için Ø 1.2 mm  
 For soft wire Ø 1.2 mm  
 Sert tel için Ø 0.6 mm  
 For hard wire Ø 0.6 mm

1/2

C 668.00  
 Tek ağız tırtıllı  
 One jaw serrated  
 12 cm



1/2

C 796.00  
 Çift ağız tırtıllı  
 Both jaws serrated  
 12.5 cm



**P 652.00**  
Ø 3 mm kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için  
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 3 mm  
32 cm



**P 655.00**  
Ø 6 mm kadar tel, vida, çivi vs. kesmek için  
For cutting off wires, screws, pins, etc. up to Ø 6 mm  
47 cm

