



**APROKSİMATÖRLER**  
APPROXIMATORS

Plastik Cerrahi / Plastic Surgery - PC







BIEMER-MULLER  
**S 010.00**  
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.6 mm  
 Açıklık/Opening 4 mm  
 Kapanma Kuvveti/Closing force 30-40 gr.



BIEMER-MULLER  
**S 011.00**  
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.4.5 mm  
 Açıklık/Opening 3 mm  
 Kapanma Kuvveti/Closing force 25-30 gr.



BIEMER-MULLER  
**S 012.00**  
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm  
 Açıklık/Opening 5 mm  
 Kapanma Kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER  
**S 013.00**  
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm  
 Açıklık/Opening 5 mm  
 Kapanma Kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER  
**S 014.00**  
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm  
 Açıklık/Opening 5 mm  
 Kapanma Kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MULLER  
**S 015.00**  
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm  
 Açıklık/Opening 5 mm  
 Kapanma Kuvveti/Closing force 25-30 gr.




MULLER  
**S 020.00**  
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.




MULLER  
**S 021.00**  
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



MULLER  
**S 022.00**  
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



MULLER  
**S 023.00**  
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



**S 030.00**  
 Aproksimatör/Approximator



BIEMER  
**S 024.00**  
 Aproksimatör/Approximator  
 14.5 cm



BIEMER  
**S 026.00**  
 Komple Aproksimatör,  
 anahtarı ile  
 S 029.00 Approximator, complete  
 with key S 029.00



BIEMER  
**S 025.00**  
 Komple Aproksimatör,  
 anahtarı ile  
 S 029.00 Approximator, complete  
 with key S 029.00