


MİKRO PORTEGÜLER
MICRO NEEDLE HOLDER

Üroloji / Urology - **UR**



HARDTIPS

Elmas Uclu Portegüler :

Bahadır Portegülerinin ağızlarındaki elmas uclarının kullanıma göre yüzey yapısı seçilebilir.

Bahadır elmas uclu portegülerinin 4 farklı yüzeyi vardır. Pürüzsüz yüzey ve 3 farklı çentik yüzeyi uygun iğne yakalamayı sağlar.

Needle holders with carbide inserts.

The carbide inserts on BAHADIR needle holders can be selected based on usage.

BAHADIR needle holders with carbide inserts have four different surface types. Smooth surface and three different notched surfaces provide appropriate needle catch.



Düz
smooth

Pürüzsüz yüzeye sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 9/0 - 11/0

With smooth jaw surface for suture materials: 9/0 - 11/0



0,2

0.2 mm adımlı çentiğe sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 6/0 - 10/0

With 0.2 mm pitch of serration for suture material: 6/0 - 10/0



0,4

0.4 mm adımlı çentiğe sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 4/0 - 6/0

0.4 mm pitch of serration for suture material: 4/0 - 6/0



0,5

0.5 mm adımlı çentiğe sahip ağızda kullanılacak, dikiş malzemesi için: 3/0' a kadar

0.5 mm pitch of serration for suture material: up to 3/0



$\frac{1}{2}$
Düz ağız
With smooth jaw

CASTROVIEJO
F 301.00
Kilitli/With lock
14.5 cm



$\frac{1}{2}$
0,2

CASTROVIEJO
F 303.00
Kilitli/With lock
14.5 cm



$\frac{1}{2}$
0,4

F 312.00
Kilitli/With lock
17 cm



$\frac{1}{2}$
0,2
F 305.00
18 cm
F 305.01
21.5 cm

CASTROVIEJO
F 305.00-F 305.01
Kilitli/With lock



$\frac{1}{2}$
0,2

F 308.00
Kilitli/With lock
18 cm



$\frac{1}{2}$
0,2

F 308.01
Kilitli/With lock
20 cm