

TEL MAKASLARI
WIRE SCISSORS

Veteriner/ Veterinary - VT





Özel sertleştirilmiş kesici ağız
 Specially hardened cutting edges



Özel sertleştirilmiş kesici ağız
 Specially hardened cutting edges



Yumuşak tel için Ø 0.5 mm
 For soft wire Ø 0.5 mm
 Sert tel için Ø 0.3 mm
 For hard wire Ø 0.3 mm

1/2


ANGLE
 P 630.00
 13 cm



Yumuşak tel için Ø 0.6 mm
 For soft wire Ø 0.6 mm
 Sert tel için Ø 0.4 mm
 For hard wire Ø 0.4 mm

1/2

P 630.01
 13 cm




Yumuşak tel için Ø 1.5 mm
 For soft wire Ø 1.5 mm
 Sert tel için Ø 1.0 mm
 For hard wire Ø 1.0 mm

1/2

P 632.00
 Tel kesme pensi
 Wire cutting pliers
 14 cm




Sert metal kesici ağız
 Tungsten carbide cutti



Yumuşak tel için Ø 1.2 mm
 For soft wire Ø 1.2 mm
 Sert tel için Ø 0.8 mm
 For hard wire Ø 0.8 mm

1/2

C 798.00
 Tek ağız tırtıllı
 One jaw serrated
 12 cm



Yumuşak tel için Ø 1.2 mm
 For soft wire Ø 1.2 mm
 Sert tel için Ø 0.6 mm
 For hard wire Ø 0.6 mm

1/2

C 668.00
 Tek ağız tırtıllı
 One jaw serrated
 12 cm



Yumuşak tel için Ø 0.4 mm
 For soft wire Ø 0.4 mm
 Sert tel için Ø 0.3 mm
 For hard wire Ø 0.3 mm

1/2

HARVEY
 C 666.00
 Çift ağız tırtıllı
 Both jaws serrated
 12.5 cm