


APROKSİMATÖRLER
APPROXIMATORS

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahi/ Cardiovascular and Thoracic Surgery - **KR**




Mikro damar anastomileri için:
 Güvenli ve dikkatli şekilde damar kavrama.
 Sabitlenmiş baskı mesafeli, tırtıllı yüzeyli bleydler.
 Klipsler arası mesafe ayarlanabilir. Bükerek otomatik sabitleme.

For micro vessel anastomosis:
 Safe and careful griping of vessel.
 Blades with serrated surface and rigidly fixed pressure feature.
 Adjustable distance between clips.
 Automatic fixation by tilling




BIEMER-MÜLLER
S 011.00
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.4.5 mm
 Açıklık/Opening 3 mm
 Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MÜLLER
S 012.00
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm
 Açıklık/Opening 5 mm
 Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MÜLLER
S 013.00
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm
 Açıklık/Opening 5 mm
 Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.



BIEMER-MÜLLER
S 014.00
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm
 Açıklık/Opening 5 mm
 Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




BIEMER-MÜLLER
S 015.00
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.9 mm
 Açıklık/Opening 5 mm
 Kapanma kuvveti/Closing force 25-30 gr.




MÜLLER
S 020.00
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.


Ø 1 mm



MÜLLER
S 021.00
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.




MÜLLER
S 022.00
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



MÜLLER
S 023.00
 Kapanma kuvveti/Closing force. 25-30 gr.



BIEMER-MÜLLER
S 010.00
 Çene uzunluğu/Lenght of jaws.6 mm
 Açıklık/Opening 4 mm
 Kapanma kuvveti/Closing force 30-40 gr.



S 030.00
 Approximator