

HARDTIPS DİSEKSİYON MAKASLARI
HARDTIPS DISSECTING SCISSORS

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahi/ Cardiovascular and Thoracic Surgery - **KR**





- Dikiş malzemelerinin kesimi için ;
- Karbid uçları kalıcı keskinlik sağlar. (Makas ağzının uçları da dahil)
 - Tırtıklı ağız dikiş malzemelerinin dışarıya kaymasını engeller.


Cutting suture materials;

- Carbide inserts provide lasting sharpness (including tip of the blades of the scissors)
- Serrated edges prevents suture materials from slipping out.


HARDTIPS



fineCut



fineCut



fineCut

