


Genel Amaçlı Esnek Ekartör

General Purpose Flexible Retractor





Genel amaçlı esnek ekartör sistemleri, genel cerrahide özellikle, karaciğer tranplantasyonunda efektif olarak kullanılmaktadır. (Sistem diğer cerrahi branşlar içinde geliştirilmektedir)

Ameliyat masalarına ölçü farklılığı olmaksızın kurulabilir. Hastanın, hacim ve pozisyonuna göre masa bağlantı kol üzerinden yükseklik ayarı yapılabilir. Operasyon sahasında, hekime geniş bir görüş alanı sağlar.

Operasyonda asistan sayısını azaltır. Operasyon bölgesinin, hekim çalışmasına elverişli olmasını sağlar.

Esnek ekartörün makara sistemleri çatı üzerinde heryere konumlandırılabilir. Bu sistem üzerine, rijid ekartör sistemleride monte edilebilmektedir. Sistem üzerine kurulan açılı kol; sağa ve sola, yukarı ve aşağıya pozisyonlandırılıp sabitlenebilir. Açılı kol üzerinde diğer rijid ekartör sistemleri fix edilebilir.

Not: Genel amaçlı esnek ekartör sistemlerini; diğer cerrahi branşlar da geliştirmektedir. Bu konuda fikir ve düşüncelerine açığız.

General purpose flexible retractors systems, are used effectively for liver transplantation in general surgery. (The system is being developed for other surgical branches)

It can be installed to operation tables regardless of dimensional differences. Height adjustment on connection rod can be done according to position and size of patients. It provides a wide field of view to surgeon during operation.

It reduces the number of the assistants needed during the operation. It provides efficient working space to surgeon during operation.

Flexible Retractor's pulling roller system can be fixed anywhere on the main fixation plate.

Rigid retractors systems can also be mounted on the system. Angled connection rod connected to the system can be positioned to left / right and to up / down and fixed. The other rigid retractor systems can be fixed on angled connection rod.

Note: General purpose flexible retractors systems, are being developed for other surgical branches. We welcome your ideas and thoughts on this topic.

- Kolay kurulur.
- Operasyon sahasında rahat çalışma imkanı verir.
- Pozisyona göre kurulabilme avantajı sağlar.
- Asiste eleman sayısını azaltır.
- Easy to install.
- Allows convenient working regard to operation field.
- Provides use advantage depending on position.
- Reduces the number of staff-assisted.




L 654.00

Flexible-Use Retractor System
Esnek Ekartör Seti
complete set / tüm set


	Code/Kod	Description / Açıklama	Quantity /Adet	
1	L 654.04	Table Connection Shaft / Masa Bağlantı Mili 66 cm	2	Adet
2	L 654.09	Table Connection Attachment / Masa Bağlantı Elemanı	2	Adet
3	L 654.02	Main Fixation Plate / Ana Tespit Plakası 76 cm	1	Adet
4	L 654.30	Angled Connection Rod / Açılı Bağlantı Mili 60 cm	1	Adet
5	L 654.03	Universal Supporting Rod / Ünlversal Taşıyıcı Mili	1	Adet
6	L 654.05	Connection Attachment / Bağlantı Elemanı	1	Adet
7	L 654.07	Inmobile Pulling Roller For Blades / Makaralı Ekartör Çekici Sabit Pabuçlu	1	Adet
8	L 654.06	Mobile Pulling Roller For Blades / Ekartör Çekici Seyyar Pabuçlu	1	Adet
9	L 654.08	Mobile Roller Holder / Seyyar Makara Tutucu	1	Adet
10	L 654.16	Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 60X65 mm	1	Adet
11	L 654.15	Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 65X60 mm	1	Adet
12	L 654.11	Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 55X55 mm	1	Adet
13	L 654.10	Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 55X60 mm	1	Adet
14	L 654.21	Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 63X90 mm	2	Adet
15	L 656.44	Harrington Malleable Retractor / Bükülebilir Ekartör 260X65 mm	1	Adet
16	L 655.42	Retractor Holding Connection Attachment / Ekartör Tutucu Bağlantı Elemanı	3	Adet
17	L 655.60	Retractor Arm Fixed / Ekartör Kolu Sabit 25 cm	4	Adet
18	L 656.45	Finger Retractor / Parmak Ekartör 150 mm	1	Adet
19	L 656.10	Malleable Retractor / Bükülebilir Ekartör 250X40 mm	1	Adet
20	L 656.14	Malleable Retractor / Bükülebilir Ekartör 250X65 mm	1	Adet
21	Y 885.00	Carrying Container / Taşıma Konteyneri 670X260X102 mm	1	Adet
22	Y 853.00	Silicone Grass / Silikon Çim 545X255 mm	2	Adet



L 654.04
Table Connection Shaft
Masa Bağlantı Mili
2 pcs. / 2 adet
66 cm



L 654.06
Mobile Pulling Roller For Blades
Makaralı Ekartör Çekici Seyyar
Pabuçlu



L 654.07
Inmobile Pulling Roller For
Blades
Makaralı Ekartör Çekici Sabit
Pabuçlu




L 654.05
Coupling Attachment
Bağlantı Elemanı



L 654.08
Mobile Roller Holder
Seyyar Makara Tutucu Pabuç



L 654.09
Table Connection Attachment
Masa Bağlantı Elemanı
2 pcs. / 2 adet



L 654.02
Main Fixation Plate
Ana Tespit Plakası
76 cm



L 654.30
Angled Connection Rod
Açılı Bağlantı Mili
60 cm



L 655.42
Retractor Holding Connector
Ekartör Tutucu Bağlantı
Elemanı



L 655.60
Retractor Arm Fixed
Ekartör Kolu Sabit
25 cm



L 654.03
Universal Supporting Rod
Üniversal Taşıyıcı Kol



L 656.45
Finger Retractor
Parmak Ekartör
150 mm



HARRINGTON
L 656.44
malleable Retractor
Parmak Ekartör
150 mm



L 656.45 250X40 mm
L 656.14 250X65 mm
Malleable Retractor
Bükülebilir Ekartör



L 654.10 55X60 mm
L 654.11 55X55 mm
L 654.15 60X60 mm
L 654.16 60X65 mm
L 654.21 63X90 mm
L 654.22 120X60 mm
Abdominal Retractor
Batin Ekartör



Alfabetik / Sayısal Dizin
Alphabetical / Numerical Index

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

A

Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 55X55,	3
Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 55X60,	3
Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 60X65,	3
Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 63X90,	3
Abdominal Retractor / Batın Ekartörü 65X60,	3
Ana Tespit Plakası,	4
Angled Connection Rod / Açılı Masa Bağ- lantı Mili 60 cm,	3

B

Bağlantı Elemanı,	4
Batın Ekartör,	5
Bükülebilir Ekartör,	5

C

Carrying Container / Taşıma Konteyneri 670X260X102,	3
Connection Attachment / Bağlantı Ele- manı,	3

E

Ekartör Kolu Sabit,	5
Ekartör Tutucu Bağlantı Elemanı,	5
Esnek Ekartörler,	3, 4, 5
Esnek Ekartör Seti,	3

F

Finger Retractor / Parmak Ekartör,	3
--	---

H

HARRINGTON Esnek Ekartör,	5
Harrington Malleable Retractor / Büküle- bilir Ekartör,	3

I

Inmobile Pulling Roller For Blades / Ma- karalı Ekartör Çekici Sabit Pabuçlu,	3
--	---

M

Main Fixation Plate / Ana Tespit Plakası,	3
Makaralı Ekartör Çekici Seyyar Pabuçlu,	4
Malleable Retractor / Bükülebilir Ekartör 250X40,	3
Malleable Retractor / Bükülebilir Ekartör 250X65,	3
Masa Bağlantı Elemanı,	4
Masa Bağlantı Mili,	4
Mobile Pulling Roller For Blades / Ekartör Çekici Seyyar Pabuçlu,	3
Mobile Roller Holder / Seyyar Makara Tutucu,	3

P

Parmak Ekartör,	5
-----------------------	---

R

Retractor Arm Fixed / Ekartör Kolu Sabit,	3
Retractor Holding Connection Attach- ment / Ekartör Tutucu Bağlantı Elemanı,	3

S

Seyyar Makara Tutucu Pabuç,	4
Silicone Grass / Silikon Çim,	3

T

Table Connection Attachment / Masa Bağlantı Elemanı,	3
Table Connection Shaft / Masa Bağlantı Mili,	3

U

Universal Supporting Rod / Üniversal Taşıyıcı Mili,	3
--	---

Ü

Üniversal Taşıyıcı Kol,	5
-------------------------------	---

Sayısal Dizin
Numerical Index

L 654.00 3
L 654.02 4
L 654.03 5
L 654.04 4
L 654.05 4
L 654.06 4
L 654.07 4
L 654.08 4
L 654.09 4
L 654.10 5
L 654.11 5
L 654.15 5
L 654.16 5
L 654.21 5
L 654.22 5
L 654.30 4
L 655.42 5
L 655.60 5
L 656.14 5
L 656.44 5
L 656.45 5
L 656.45 5



BAHADIR TIBBİ ALETLER AŞ

ŞABANOĞLU OSB MAH. VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ BUL. NO:29/1 SAMSUN /TÜRKİYE

Tel: +90 (362) 266 70 00 - Faks: +90 (362) 266 70 05

info@bahadir.com.tr

BAHADIR USA LLC

422 S PENNSVILLE AUBURN RD PENNS GROVE, NJ 08069

TEL: +1 856 517 3080 - Fax: +1 856 517 3081

info@bahadirusa.com - www.bahadirusa.com



www.bahadir.com.tr

CT14-0725