

KERRISON KEMİK PANÇLARI

KERRISON Bone Punches





KERRISON Kemik Pançları

KERRISON Bone Punches

130°

Standart / Non-detachable

06-08

Yukarı doğru kesme
Upwards cutting

09-10

Aşağı doğru kesme
Downwards cutting

Ayrılabilir / Detachable

11-16

Yukarı doğru kesme
Upwards cutting

17-18

Aşağı doğru kesme
Downwards cutting

90°

Standart / Non-detachable

20-21

Yukarı doğru kesme
Upwards cutting

22-23

Aşağı doğru kesme
Downwards cutting

Ayrılabilir / Detachable

24-25

Yukarı doğru kesme
Upwards cutting


26

Aşağı doğru kesme
Downwards cutting



KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

Ejektör çıkarılan dokunun kolayca atılmasını sağlar
Ejector provides easy removal of the ejected tissue



Ağız Tabanı / Footplate

İnce ağız tabanı paslanmaz çelik pançlarda altın uçlu, siyah kaplama pançlarda ise altın saplı olarak belirtilir. Yumuşak doku ve ufak kemiklere uygulanacak hassas operasyonlara uygundur.

The thin footplate are identified by the golden distal end in stainless steel punches and also identified by the golden handle in black coated punches. They are suitable for delicate operations to be applied to soft tissue and small bones.



Siyah Kaplama / Black Coated

Rahatsız edici yüzey ışık yansımalarını azaltır ve net görüşe yardımcı olur.

It reduces distracting light reflections and helps clear vision.



Ağız Açıklığı / Jaw Opening


Özellikle laminektomi prosedürlerinde standart pançlara kıyasla daha geniş ağız açıklıklarına ihtiyaç duyulur.

Especially in laminectomy procedures, larger jaw openings are needed compared to standard punches.



Ayrılabilir pançlar işlem sonrası doğru montaj edilebilmesi için eşleşen kodlara sahiptir


Detachable punches have matching codes for correct assembly after processing



Ayrılabilir Pançlar / Detachable Punches


Sökülebilir pançlar güvenli temizlik ve sterilizasyon işlemleri için etkilidir. Saplar üzerindeki altın kaplama yaylar* ile tanınır.

Detachable punches are effective for the safe cleaning and sterilization processes. It is recognized with the golden coated springs* on the handle.




Sapın arkasındaki yayı serbest bırakın

Release the spring from the rear handle



Sapı tamamen kapatın ve ana sapı aşağı doğru çekin

Close the handle completely and pull the main handle downwards.




Üst shaftı geriye iterek çıkarın

Remove the upper shaft by pushing it back



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

18 cm

Ağız Tabanı
Footplate

Genişlik
Width

Ağız Açıklığı
Jaw Opening (mm)

Kod
Code

Normal
Regular

1 mm

8

P 430.00

1,5 mm

9

P 430.15

2 mm

9

P 430.01

2,5 mm

10

P 430.25

3 mm

10

P 430.02

4 mm

12

P 430.03

5 mm

12

P 430.04

6 mm

12

P 430.05

20 cm

Normal
Regular

1 mm

8

P 438.00

1,5 mm

9

P 438.15

2 mm

9

P 438.01

2,5 mm

10

P 438.25

3 mm

10

P 438.02

4 mm

12

P 438.03

5 mm

12

P 438.04

6 mm

12

P 438.05

21.5 cm

Normal
Regular

2 mm

9

P 436.01

3 mm

10

P 436.02

4 mm

12

P 436.03

5 mm

12

P 436.04

23 cm

Normal
Regular

1 mm

8

P 452.01

2 mm

9

P 452.02

3 mm

10

P 452.03

4 mm

12

P 452.04

5 mm

12

P 452.05

28 cm

Normal
Regular

1 mm

8

P 454.01

2 mm

9

P 454.02

3 mm

10

P 454.03

4 mm

12

P 454.04

5 mm

12

P 454.05

Genişlik / Width (mm)

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

X

X

X


X

X

X

X

X



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

Ağız Tabanı
Footplate

Genişlik
Width

Ağız Açıklığı
Jaw Opening (mm)

Kod
Code

18 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 434.00
		1,5 mm	9	P 434.15
		2 mm	9	P 434.01
		2,5 mm	10	P 434.25
		3 mm	10	P 434.02
		4 mm	12	P 434.03
		5 mm	12	P 434.04
		6 mm	-	-
20 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 441.01
		1,5 mm	9	P 441.15
		2 mm	9	P 441.02
		2,5 mm	10	P 441.25
		3 mm	10	P 441.03
		4 mm	12	P 441.04
		5 mm	12	P 441.05
		6 mm	-	-
23 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 449.01
		2 mm	9	P 449.02
		3 mm	10	P 449.03
		4 mm	12	P 449.04
		5 mm	12	P 449.05
28 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 458.01
		2 mm	9	P 458.02
		3 mm	10	P 458.03
		4 mm	12	P 458.04
		5 mm	12	P 458.05

Genişlik / Width (mm)

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

x

x

x

x

x

x

x

x



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 15 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Geniş / Large

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	15	-
		1,5 mm		P 459.15
		2 mm		P 459.01
		2,5 mm		P 459.25
		3 mm		P 459.02
		4 mm		P 459.03
		5 mm		P 459.04
		6 mm		P 459.05
20 cm	Normal Regular	1 mm	15	-
		1,5 mm		-
		2 mm		P 460.02
		2,5 mm		-
		3 mm		P 460.03
		4 mm		P 460.04
		5 mm		P 460.05
		6 mm		P 460.06

Genişlik / Width (mm)

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

X

X

X


X

X

X

X

X



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

130°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 432.00
		2 mm	9	P 432.01
		3 mm	10	P 432.02
		4 mm	12	P 432.03
		5 mm	12	P 432.04
21.5 cm	Normal Regular	2 mm	9	P 437.01
		3 mm	10	P 437.02
		4 mm	12	P 437.03
		5 mm	12	P 437.04
23 cm	Normal Regular	2 mm	9	P 453.02
		3 mm	10	P 453.03
		4 mm	12	P 453.04
		5 mm	12	P 453.05

Genişlik / Width (mm)


1 2 2.5 3 4 5

Ejektör / Ejector



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

18 cm

Ağız Tabanı
Footplate

Genişlik
Width

Ağız Açıklığı
Jaw Opening (mm)

Kod
Code

İnce
Thin

1 mm

8

P 435.00

2 mm

9

P 435.01

3 mm

10

P 435.02

4 mm

12

P 435.03

5 mm

12

P 435.04

Genişlik / Width (mm)

1

2

3

4

5

Ejektör / Ejector

X

X

X

X

X



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 709.01
		1,5 mm	9	P 709.15
		2 mm	9	P 709.02
		2,5 mm	10	P 709.25
		3 mm	10	P 709.03
		4 mm	12	P 709.04
		5 mm	12	P 709.05
20 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 710.01
		1,5 mm	9	P 710.15
		2 mm	9	P 710.02
		2,5 mm	10	P 710.25
		3 mm	10	P 710.03
		4 mm	12	P 710.04
		5 mm	12	P 710.05
23 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 712.01
		2 mm	9	P 712.02
		3 mm	10	P 712.03
		4 mm	12	P 712.04
		5 mm	12	P 712.05
28 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 713.01
		2 mm	9	P 713.02
		3 mm	10	P 713.03
		4 mm	12	P 713.04
		5 mm	12	P 713.05

Genişlik / Width (mm)

1 ☐

1,5 ☐

2 ☐

2,5 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

Ejektör / Ejector

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 750.01
		1,5 mm	9	P 750.15
		2 mm	9	P 750.02
		2,5 mm	10	P 750.25
		3 mm	10	P 750.03
		4 mm	12	P 750.04
		5 mm	12	P 750.05
		6 mm	-	-
20 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 752.01
		1,5 mm	9	P 752.15
		2 mm	9	P 752.02
		2,5 mm	10	P 752.25
		3 mm	10	P 752.03
		4 mm	12	P 752.04
		5 mm	12	P 752.05
		6 mm	-	-
23 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 754.01
		2 mm	9	P 754.02
		3 mm	10	P 754.03
		4 mm	12	P 754.04
		5 mm	12	P 754.05
28 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 758.01
		2 mm	9	P 758.02
		3 mm	10	P 758.03
		4 mm	12	P 758.04
		5 mm	12	P 758.05

Genişlik / Width (mm)

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 15 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Geniş / Large

Uzunluk
Length
▼

Uzunluk Length	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	15	-
		1,5 mm		-
		2 mm		P 718.02
		2,5 mm		-
		3 mm		P 718.03
		4 mm		P 718.04
		5 mm		P 718.05
		6 mm	P 718.06	
20 cm	Normal Regular	1 mm	15	-
		1,5 mm		-
		2 mm		P 719.02
		2,5 mm		-
		3 mm		P 719.03
		4 mm		P 719.04
		5 mm		P 719.05
		6 mm	P 719.06	

Genişlik / Width (mm)

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

✗

✗

✓

✗

✓

✓

✓

✓



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 709.01 B
		1,5 mm	9	P 709.15 B
		2 mm	9	P 709.02 B
		2,5 mm	10	P 709.25 B
		3 mm	10	P 709.03 B
		4 mm	12	P 709.04 B
		5 mm	12	P 709.05 B
		6 mm	12	P 709.06 B
20 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 710.01 B
		1,5 mm	9	P 710.15 B
		2 mm	9	P 710.02 B
		2,5 mm	10	P 710.25 B
		3 mm	10	P 710.03 B
		4 mm	12	P 710.04 B
		5 mm	12	P 710.05 B
		6 mm	12	P 710.06 B
23 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 712.01 B
		2 mm	9	P 712.02 B
		3 mm	10	P 712.03 B
		4 mm	12	P 712.04 B
		5 mm	12	P 712.05 B
28 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 713.01 B
		2 mm	9	P 713.02 B
		3 mm	10	P 713.03 B
		4 mm	12	P 713.04 B
		5 mm	12	P 713.05 B

Genişlik / Width (mm)

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 750.01 B
		1,5 mm	9	P 750.15 B
		2 mm	9	P 750.02 B
		2,5 mm	10	P 750.25 B
		3 mm	10	P 750.03 B
		4 mm	12	P 750.04 B
		5 mm	12	P 750.05 B
20 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 752.01 B
		1,5 mm	9	P 752.15 B
		2 mm	9	P 752.02 B
		2,5 mm	10	P 752.25 B
		3 mm	10	P 752.03 B
		4 mm	12	P 752.04 B
		5 mm	12	P 752.05 B
23 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 754.01 B
		2 mm	9	P 754.02 B
		3 mm	10	P 754.03 B
		4 mm	12	P 754.04 B
		5 mm	12	P 754.05 B
28 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 758.01 B
		2 mm	9	P 758.02 B
		3 mm	10	P 758.03 B
		4 mm	12	P 758.04 B
		5 mm	12	P 758.05 B

Genişlik / Width (mm)

1 ☐

1.5 ☐

2 ☐

2.5 ☐

3 ☐

4 ☐

5 ☐

6 ☐

Ejektör / Ejector

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 15 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Geniş / Large

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	15	-
		1,5 mm		P 718.15 B
		2 mm		P 718.02 B
		2,5 mm		P 718.25 B
		3 mm		P 718.03 B
		4 mm		P 718.04 B
		5 mm		P 718.05 B
		6 mm		P 718.06 B
20 cm	Normal Regular	1 mm	15	-
		1,5 mm		-
		2 mm		P 719.02 B
		2,5 mm		-
		3 mm		P 719.03 B
		4 mm		P 719.04 B
		5 mm		P 719.05 B
		6 mm		P 719.06 B

Genişlik / Width (mm)

1

1.5

2

2.5

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

130°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 714.01
		2 mm	9	P 714.02
		3 mm	10	P 714.03
		4 mm	12	P 714.04
		5 mm	12	P 714.05
23 cm	Normal Regular	2 mm	9	P 717.02
		3 mm	10	P 717.03
		4 mm	12	P 717.04
		5 mm	12	P 717.05

Genişlik / Width (mm)

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Ejektör / Ejector

1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



130°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

18 cm

Ağız Tabanı
Footplate

Genişlik
Width

Ağız Açıklığı
Jaw Opening (mm)

Kod
Code

İnce
Thin

1 mm	8	P 757.01
2 mm	9	P 757.02
3 mm	10	P 757.03
4 mm	12	P 757.04
5 mm	12	P 757.05

Genişlik / Width (mm)

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐


Ejektör / Ejector

1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



90°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 431.00
		2 mm	9	P 431.01
		3 mm	9	P 431.02
		4 mm	12	P 431.03
		5 mm	12	P 431.04
		6 mm	12	P 431.05
20 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 429.01
		2 mm	9	P 429.02
		3 mm	10	P 429.03
		4 mm	12	P 429.04
		5 mm	12	P 429.05
		6 mm	12	P 429.06

Genişlik / Width (mm)

1 2 3 4 5 6

Ejektör / Ejector

x


x

x

x

x

x



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

90°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	İnce Thin	1 mm	8	P 428.01
		2 mm	9	P 428.02
		3 mm	10	P 428.03
		4 mm	12	P 428.04
		5 mm	12	P 428.05
20 cm	İnce Thin	2 mm	9	P 426.02
		3 mm	10	P 426.03
		4 mm	12	P 426.04
		5 mm	12	P 426.05
		6 mm	12	P 426.06

Genişlik / Width (mm)

1

2

3

4

5

Ejektör / Ejector

×

×

×


×

×



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



90°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 433.00
		2 mm	9	P 433.01
		3 mm	10	P 433.02
		4 mm	12	P 433.03
		5 mm	12	P 433.04
		6 mm	12	P 433.05
20 cm	Normal Regular	2 mm	9	P 423.02
		3 mm	10	P 423.03
		4 mm	12	P 423.04
		5 mm	12	P 423.05
		6 mm	12	P 423.06

Genişlik / Width (mm)

1

2

3

4

5

6

Ejektör / Ejector

X


X

X

X

X

X



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

90°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	İnce Thin	2 mm	9	P 425.02
		3 mm	10	P 425.03
		4 mm	12	P 425.04
		5 mm	12	P 425.05
20 cm	İnce Thin	2 mm	9	P 424.02
		3 mm	10	P 424.03
		4 mm	12	P 424.04
		5 mm	12	P 424.05

Genişlik / Width (mm)

2

3

4


5

Ejektör / Ejector



Standart / Non-Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



90°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 15 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length



Ağız Tabanı
Footplate

Genişlik
Width

Ağız Açıklığı
Jaw Opening (mm)

Kod
Code

Uzunluk Length	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	3 mm	15	P 461.03
		4 mm		P 461.04
		5 mm		P 461.05
		6 mm		P 461.06
20 cm	Normal Regular	3 mm	15	P 471.03
		4 mm		P 471.04
		5 mm		P 471.05
		6 mm		P 471.06

Genişlik / Width (mm)

3



4



5



6



Ejektör / Ejector

X

X

X

X



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

90°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

18 cm

23 cm

Ağız Tabanı
Footplate

Genişlik
Width

Ağız Açıklığı
Jaw Opening (mm)

Kod
Code

Normal
Regular

Normal
Regular

1 mm

8

P 701.01

2 mm

9

P 701.02

3 mm

10

P 701.03

4 mm

12

P 701.04

5 mm

12

P 701.05

6 mm

12

P 701.06

2 mm

9

P 703.02

3 mm

10

P 703.03

4 mm

12

P 703.04

5 mm

12

P 703.05

Genişlik / Width (mm)

1

2

3

4

5

6

Ejektör / Ejector



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches



90°

Yukarıya Doğru Kesme
Upwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length
▼

18 cm

Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
Normal Regular	1 mm	8	P 701.01 B
	2 mm	9	P 701.02 B
	3 mm	10	P 701.03 B
	4 mm	12	P 701.04 B
	5 mm	12	P 701.05 B
	6 mm	12	P 701.06 B

Genişlik / Width (mm)

1

2


3

4

5

6

Ejektör / Ejector



Ayrılabilir / Detachable

KERRISON Kemik Pançları / Bone Punches

90°

Aşağı Doğru Kesme
Downwards Cutting



<< 8-12 mm >>

Ağız Açıklığı / Jaw Opening
Standart / Standard

Uzunluk
Length

	Ağız Tabanı Footplate	Genişlik Width	Ağız Açıklığı Jaw Opening (mm)	Kod Code
18 cm	Normal Regular	1 mm	8	P 705.01
		2 mm	9	P 705.02
		3 mm	10	P 705.03
		4 mm	12	P 705.04
		5 mm	12	P 705.05
		6 mm	12	P 705.06
23 cm	Normal Regular	2 mm	9	P 707.02
		3 mm	10	P 707.03
		4 mm	12	P 707.04
		5 mm	12	P 707.05

Genişlik / Width (mm)

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

Ejektör / Ejector

1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒



BAHADIR TIBBİ ALETLER AŞ

ŞABANOĞLU OSB MAH. VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ BUL. NO: 29 / 1 SAMSUN / TÜRKİYE
Tel: +90 (362) 266 70 00 - Faks: +90 (362) 266 70 05
info@bahadir.com.tr

BAHADIR USA LLC

431 S. PENNSVILLE AUBURN ROAD, CARNEYS POINT, NJ 08069
TEL: +1 856 517 3080 - Fax: +1 856 517 3081
info@bahadirusa.com - www.bahadirusa.com