


Universal Ekartör Katalog

Universal Retractor Catalog





L 655.42
Retractor Cam Joint
Ekartör Bağlantı Elemanı




L 655.40
Cam Frame Joint
Çatı Bağlantı Elemanı

Details
Detaylar



- It is designed to be connected on main frames. Also, 360° movement space provided for retractor arm.



- Çatı milleri üzerine, kolay bağlanabilmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, ekartör kolu için 360° hareket alanı sağlar.




L 655.55
Blade Holder
Ekartör Tutucu
flexible / bükülebilir



L 655.50
Light Carrier
Işık Taşıyıcı



L 655.68
(Angle adjusting wrench for L 655.61 - L 655.64 - L 655.67)
(L 655.61 - L 655.64 - L 655.67 için açı değiştirme anahtarı)




L 655.66

Retractor Arm
Ekartör Kolu
straight with cam joint
sabit bağlantı elemanlı




L 655.63

Retractor Arm
Ekartör Kolu
straight with cam joint
sabit bağlantı elemanlı



L 655.67

Retractor Arm
Ekartör Kolu
adjustable angled with cam joint
ayarlanabilir bağlantı elemanlı



L 655.64

Retractor Arm
Ekartör Kolu
adjustable angled with cam joint
ayarlanabilir bağlantı elemanlı



- Operasyon öncesinde ve operasyon esnasında ekartöre, kolayca açı verebilmenizi sağlar.

It is provided to set the angle of the retractor easily before and/or during operation.



Details
Detaylar

- Ekartörün, kolayca takılıp çıkarılabilmesi için tutucu pim mekanizması.

There is a fixation pin mechanism for installation and removal of the retractor.



L 655.60

Retractor Arm
Ekartör Kolu
straight / sabit




L 655.61

Retractor Arm
Ekartör Kolu
adjustable angle
açısı ayarlanabilir




Crossbars and Rail Clamps Çatı Elemanları



L 655.10 45 cm

L 655.12 50 cm

Rail Clamp With Cam Joint
Masa Bağlantı Ayağı, Tek Bağlantılı



L 655.15 45 cm

L 655.17 50 cm

Rail Clamp With Two Cam Joint
Masa Bağlantı Ayağı, Çift Bağlantılı



L 655.33 28X21X28 cm

L 655.34 35X25X35 cm

Bilateral Crossbar
Katlanabilir Çift Eklemlı Çatı Mili

Rail Clamp & Frame Joint Masa Bağlantı Ayağı & Elemanları



- Connection piece can be moved and locked easily on the operation table connection rail.
- It provides setup options for different heights according to patients size.
- Can be fixed on operation table easily.
- Bağlantı elemanı, masa bağlantı ayağı üzerinde kolayca hareket ettirilebilir ve kilitlenebilir.
- Hasta boyutlarına göre farklı yüksekliklerde kurulum seçenekleri sunar.
- Operasyon masasına rahatlıkla sabitlenebilir.



L 655.20

Crossbar With Two Cam Joint
Çift Bağlantılı Çatı Mili
(including 2 pieces of L 655.40)
(2 adet L 655.40 dahildir.)
60 cm




L 655.21

Crossbar With Cam Joint
Tek Bağlantılı Çatı Mili
(including 1 pieces of L 655.40)
(1 adet L 655.40 dahildir.)
50 cm



L 655.32

Hinged Extension Arm
Katlanabilir Tek Eklemlı Çatı Mili
30X30 cm



L 655.25 15X15 cm

L 655.26 30X30 cm

L 655.27 20X40 cm

L 655.28 20X30 cm

L 655.29 15X50 cm

Angled Cross Bar
Açılı Çatı Mili

DESCRIPTION
AÇIKLAMA




L 655.30 30 cm

L 655.31 50 cm

Straight Cross Bar
Düz Çatı Mili

Y 885.00 670X260X102 cm

Carrying Container
Taşıma Konteyneri





Abdominal and Vascular Retractors

Abdominal ve Vasküler Ekartörler



L 656.00	65X13 mm
L 656.01	90X13 mm
L 656.02	150X13 mm
L 656.03	200X13 mm
L 656.04	100X25 mm
L 656.05	110X25 mm
L 656.06	130X25 mm
L 656.07	200X25 mm
L 656.08	250X25 mm
L 656.09	200X40 mm
L 656.10	250X40 mm
L 656.11	100X50 mm
L 656.12	200X50 mm
L 656.13	250X50 mm
L 656.14	250X65 mm
L 656.15	250X75 mm
L 656.16	250X100 mm

Blade / Bleyd
flexible / bükülebilir



DEAVER

L 656.20	125X25 mm
L 656.21	125X40 mm
L 656.22	125X50 mm
L 656.23	125X60 mm
L 656.24	125X80 mm

Blade / Bleyd



L 656.25	140X25 mm
L 656.26	200X40 mm

Vein Blade / Damar Bleyd
flexible / bükülebilir



L 656.28	140X25 mm
L 656.29	200X25 mm

Vein Blade / Damar Bleyd
flexible / bükülebilir



HARRINGTON

L 656.40	125X40 mm
L 656.41	100X65 mm
L 656.42	150X65 mm
L 656.43	200X65 mm
L 656.44	250X65 mm

Blade / Bleyd



L 656.45	150 mm
-----------------	--------

Finger Blade / Parmak Bleyd
flexible / bükülebilir



ST.MARKS

L 656.80 140X65 mm

L 656.81 180X65 mm

Pelvic Blade / Pelvis Bleyd



HEANY

L 656.83 100X25 mm

L 656.84 130X25 mm

Blade / Bleyd



FENCE

L 656.50 110X50 mm

L 656.51 150X50 mm

L 656.52 100X100 mm

L 656.53 125X100 mm

L 656.54 150X100 mm

L 656.55 200X100 mm

Blade / Bleyd



RICHARDSON

L 656.75 75X50 mm

L 656.76 100X50 mm

L 656.77 125X50 mm

L 656.78 150X50 mm

L 656.79 170X50 mm

Blade / Bleyd



BALFOUR

L 656.30 30X30 mm

L 656.31 30X50 mm

L 656.32 60X50 mm

L 656.33 50X70 mm

L 656.34 75X70 mm

L 656.35 60X80 mm

L 656.36 75X80 mm

L 656.37 125X80 mm

L 656.38 150X90 mm

L 656.39 60X100 mm

Center Blade / Orta Bleyd



BALFOUR

L 656.67 90 mm

L 656.68 130 mm

Blade / Bleyd



KELLY

L 656.60 50X40 mm

L 656.61 60X50 mm

L 656.62 70X60 mm

L 656.63 90X80 mm

Blade / Bleyd



RICHARDSON

L 656.70 25X20 mm

L 656.71 50X20 mm

L 656.72 30X25 mm

L 656.73 50X45 mm

Mini Blade / Mini Bleyd



Abdominal, Rectal and Urology Retractors

Abdominal, Rektal ve Üroloji Ekartörler



MURPHY

L 657.10 13X19 mm

sharp / sivri

L 657.11 13X19 mm

blunt / künt

L 657.12 13X25 mm

sharp / sivri

L 657.13 13X25 mm

blunt / künt

Rake Blade

Tırmık Bleyd



VOLKMAN

L 657.00 13X19 mm

sharp / sivri

L 657.01 13X19 mm

blunt / künt

L 657.02 13X25 mm

sharp / sivri

L 657.03 13X25 mm

blunt / künt

Blade

Bleyd



HILL-FERGUSON

L 656.90 65X25 mm

L 656.91 75X30 mm

Rectal Blade

Rektal Bleyd



HARRIS

L 656.49

Prostate Blade

Prostat Bleyd



L 656.98 65X25 mm

Double Angled Pocket Blade

Çift Taraflı Açılı Oyuk Bleyd



L 656.94 70X13 mm

L 656.95 75X13 mm

L 656.96 65X25 mm

L 656.97 75X25 mm

Double Angled Blade

Çift Taraflı Bleyd



L 656.46 130X80 mm

"Y" Bladder Blade

"Y" Şeklinde Mesane Bleyd



HOLTGREWE

L 656.47 150X60 mm

Blade

Bleyd



MEYERDING

L 657.20	50X16 mm
L 657.21	75X16 mm
L 657.22	100X16 mm
L 657.23	50X25 mm
L 657.24	75X25 mm
L 657.25	100X25 mm

Blade / Bleyd



MEYERDING

L 657.30	50X16 mm
L 657.31	75X16 mm
L 657.32	100X16 mm
L 657.33	50X25 mm
L 657.34	75X25 mm
L 657.35	100X25 mm

Blade / Bleyd



L 657.40	80X20 mm
L 657.41	80X45 mm
L 657.42	80X60 mm
L 657.43	100X20 mm
L 657.44	100X45 mm
L 657.45	100X60 mm
L 657.46	120X20 mm
L 657.47	120X45 mm
L 657.48	120X60 mm

Concave Posterior Lumbar Blade
İç Bükümlü Posterior Lumbar
Bleydi



L 657.80	75 mm
L 657.81	100 mm

Rectal Blade
Rektal Bleyd



L 657.50	40X16 mm
L 657.51	45X16 mm
L 657.52	50X16 mm
L 657.53	55X16 mm
L 657.54	60X16 mm

Blade / Bleyd



L 657.55	40X16 mm
L 657.56	45X16 mm
L 657.57	50X16 mm
L 657.58	55X16 mm
L 657.59	60X16 mm

Blade / Bleyd



L 657.70	55X20 mm
L 657.71	30X25 mm
L 657.72	40X25 mm
L 657.73	50X25 mm
L 657.74	60X25 mm
L 657.75	70X25 mm
L 657.76	80X25 mm

Lumbar Retractor Curved Point
Lumbar Ekartör Eğri Uçlu



L 657.85

Nerve Root Retractor
Sinir Kökü Ekartörü



L 657.86

Nerve Root Retractor
Sinir Kökü Ekartörü




L 657.90	100X25 mm
L 657.91	150X25 mm
L 657.92	200X25 mm
L 657.93	100X30 mm
L 657.94	150X30 mm
L 657.95	100X30 mm
L 657.96	200X30 mm
L 657.97	250X30 mm

Anterior Lumbar Blade
Anterior Lumbar Bleyd



L 657.60	50X13 mm
L 657.61	75X13 mm
L 657.62	100X13 mm
L 657.63	50X19 mm
L 657.64	75X19 mm
L 657.65	100X19 mm
L 657.66	50X25 mm
L 657.67	75X25 mm
L 657.68	100X25 mm

Lumbar Retractor Straight Point
Lumbar Ekartör Düz Uçlu



L 659.00

(complete
komple)

001	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
002	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
003	L 655.63	Ekartör kolu bağlantı elemanı 25 cm	2 Adet
004	L 655.64	Ekartör kolu açısı ayarlanabilir bağlantı elemanı 25 cm	2 Adet
005	L 655.66	Ekartör kolu bağlantı elemanı 25 cm	2 Adet
006	L 655.67	Ekartör kolu açısı ayarlanabilir bağlantı elemanı 25 cm	2 Adet
007	L 655.68	L 655.61 - 64 - 67 için açısı değiştirme anahtarı	1 Adet
008	L 655.26	Açılı çatı mili 30X30 cm	2 Adet
009	L 655.28	Açılı çatı mili 20X30 cm	2 Adet
010	L 655.27	Açılı çatı mili 20X40 cm	2 Adet
011	L 655.50	Işık taşıyıcı	1 Adet
012	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet

GENERAL BLADE KIT / GENEL ÇATI SETİ

Commonly Used In All Sets / Tüm Setlerde Ortak Kullanılır


L 659.01

(complete
komple)

001	L 655.33	Katlanabilir çift eklem çatı mili 28X21X28 cm	1 Adet
002	L 655.15	Masa bağlantı ayağı çift bağlantılı 45 cm	1 Adet
003	L 656.01	Bükülebilir ekartör 90X13 mm	2 Adet
004	L 656.02	Bükülebilir ekartör 150X13 mm	2 Adet
005	L 656.03	Bükülebilir ekartör 200X13 mm	2 Adet
006	L 656.04	Bükülebilir ekartör 100X25 mm	2 Adet
007	L 656.05	Bükülebilir ekartör 110X25 mm	2 Adet
008	L 656.11	Bükülebilir ekartör 100X50 mm	2 Adet
009	L 656.14	Bükülebilir ekartör 250X65 mm	2 Adet
010	L 656.15	Bükülebilir ekartör 270X75 mm	2 Adet
011	L 656.16	Bükülebilir ekartör 250X100 mm	2 Adet
012	L 656.62	KELLY ekartör 70X60 mm	1 Adet
013	L 656.63	KELLY ekartör 90X80 mm	2 Adet
014	L 656.34	BALFOUR ekartör 75X70 mm	2 Adet
015	L 656.36	BALFOUR ekartör 75X80 mm	2 Adet
016	L 656.30	BALFOUR ekartör 30X30 mm	4 Adet
017	L 656.79	RICHARDSON ekartör 170X50 mm	1 Adet
018	L 656.42	HARRINGTON ekartör 150X65 mm	1 Adet
019	L 656.81	ST.MARKS Pelvis ekartör 180X65 mm	1 Adet
020	L 656.45	Parmak ekartör 150 mm	2 Adet
021	L 656.35	BALFOUR ekartör 60X80 mm	1 Adet
022	L 656.39	BALFOUR ekartör 60X100 mm	1 Adet
023	L 656.37	BALFOUR ekartör 125X80 mm	1 Adet
024	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
025	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
026	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	6 Adet
027	L 655.60	L 655.61 - 64 - 67 için açısı değiştirme anahtarı	5 Adet
028	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet

LIVER TRANSPLANT SYSTEM

KARACİĞER TRANSPLANTASYON SİSTEMİ



L 659.02

(complete
komple)

GENERAL SURGERY RETRACTOR SYSTEM

GENEL CERRAHİ EKARTÖR SİSTEMİ


001	L 656.07	Bükülebilir ekartör 200X25 mm	1 Adet
002	L 656.28	Damar ekartörü bükülebilir 140X25 mm	1 Adet
003	L 656.12	Bükülebilir ekartör 200X50 mm	2 Adet
004	L 656.14	Bükülebilir ekartör 250X65 mm	1 Adet
005	L 656.15	Bükülebilir ekartör 250X75 mm	1 Adet
006	L 656.70	RICHARDSON ekartör 25X20 mm	1 Adet
007	L 656.62	KELLY ekartör 70X60 mm	1 Adet
008	L 656.52	FENCE ekartör 100X100 mm	1 Adet
009	L 656.53	FENCE ekartör 125X100 mm	1 Adet
010	L 656.54	FENCE ekartör 150X100 mm	1 Adet
011	L 656.33	BALFOUR ekartör 50X70 mm	1 Adet
012	L 656.34	BALFOUR ekartör 75X70 mm	1 Adet
013	L 656.67	BALFOUR ekartör 90 mm	2 Adet
014	L 656.77	RICHARDSON ekartör 125X90 mm	2 Adet
015	L 656.42	HARRINGTON ekartör 150X65 mm	1 Adet
016	L 656.22	DEAVER ekartör 125X50 mm	1 Adet
017	L 656.81	ST. MARKS Pelvis ekartör 180X65 mm	1 Adet
018	L 656.45	Parmak ekartör 150 mm	1 Adet
019	L 656.34	BALFOUR ekartör 75X70 mm	1 Adet
020	L 656.38	BALFOUR ekartör 150X90 mm	1 Adet
021	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
022	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
023	L 655.26	Açılı çatı mili 30X30 cm	2 Adet
024	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	5 Adet
025	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	5 Adet
026	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet

L 659.03


(complete
komple)

COLON/RECTAL RETRACTOR SYSTEM

KOLON/REKTAL EKARTÖR SİSTEMİ



001	L 656.67	BALFOUR ekartör 90 mm	2 Adet
002	L 656.20	DEAVER ekartör 125X25 mm	2 Adet
003	L 656.91	HILL-FERGUSON rektum ekartörü 75X30 mm	1 Adet
004	L 656.90	HILL-FERGUSON rektum ekartörü 65X25 mm	1 Adet
005	L 656.81	ST. MARKS Pelvis ekartör 180X65 mm	1 Adet
006	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
007	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
008	L 655.28	Açılı çatı mili 20X30 cm	2 Adet
009	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	3 Adet
010	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	3 Adet
011	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.04

(complete
komple)

PEDIATRIC RETRACTOR SYSTEM
PEDIATRİK EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 656.00	Bükülebilir ekartör 65X13 mm	2 Adet
002	L 656.02	Bükülebilir ekartör 150X13 mm	2 Adet
003	L 656.03	Bükülebilir ekartör 200X13 mm	2 Adet
004	L 656.04	Bükülebilir ekartör 100X25 mm	2 Adet
005	L 656.11	Bükülebilir ekartör 100X50 mm	2 Adet
006	L 656.70	RICHARDSON ekartör 25X20 mm	1 Adet
007	L 656.71	RICHARDSON ekartör 50X20 mm	1 Adet
008	L 656.72	RICHARDSON ekartör 30X20 mm	1 Adet
009	L 656.60	KELLY ekartör 50X40 mm	1 Adet
010	L 656.61	KELLY ekartör 60X50 mm	1 Adet
011	L 656.32	BALFOUR ekartör 60X50 mm	1 Adet
012	L 656.30	BALFOUR ekartör 30X30 mm	2 Adet
013	L 656.31	BALFOUR ekartör 30X50 mm	1 Adet
014	L 656.76	RICHARDSON ekartör 100X50 mm	1 Adet
015	L 656.42	HARRINGTON ekartör 150X65 mm	1 Adet
016	L 656.20	DEAVER ekartör 125X25 mm	1 Adet
017	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
018	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
019	L 655.25	Açılı çatı mili 15X15 mm	2 Adet
020	L 655.42	Ekartör tutucu bağlantı elemanı	3 Adet
021	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	1 Adet
022	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.05

(complete
komple)

GENERAL/VASCULAR SURGERY RETRACTOR SYSTEM
GENEL/VASKÜLER CERRAHİ EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 656.12	Bükülebilir ekartör 200X50 mm	1 Adet
002	L 656.14	Bükülebilir ekartör 250X65 mm	1 Adet
003	L 656.62	KELLY ekartör 70X60 mm	1 Adet
004	L 656.63	KELLY ekartör 90X80 mm	1 Adet
005	L 656.54	FENCE ekartör 150X100 mm	1 Adet
006	L 656.33	BALFOUR ekartör 50X70 mm	2 Adet
007	L 656.77	RICHARDSON ekartör 125X50 mm	1 Adet
008	L 656.42	HARRINGTON ekartör 150X65 mm	1 Adet
009	L 656.22	DEAVER ekartör 125X50 mm	1 Adet
010	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
011	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
012	L 655.27	Açılı çatı mili 20X40 mm	2 Adet
013	L 655.42	Ekartör tutucu bağlantı elemanı	4 Adet
014	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	4 Adet
015	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.06

(complete
komple)

ABDOMINAL UROLOGY RETRACTOR SYSTEM
ABDOMİNAL ÜROLOJİ EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 656.12	Bükülebilir ekartör 200X50 mm	1 Adet
002	L 656.14	Bükülebilir ekartör 250X65 mm	1 Adet
003	L 656.62	KELLY ekartör 70X60 mm	2 Adet
004	L 656.54	FENCE ekartör 150X100 mm	1 Adet
005	L 656.47	HOLTGREWE ekartör 150X60 mm	1 Adet
006	L 656.32	BALFOUR ekartör 60X50 mm	2 Adet
007	L 656.31	BALFOUR ekartör 50X30 mm	2 Adet
008	L 656.67	BALFOUR ekartör 90 mm	2 Adet
009	L 656.77	RICHARDSON ekartör 125X50 mm	1 Adet
010	L 656.42	HARRINGTON ekartör 150X65 mm	1 Adet
011	L 656.43	HARRINGTON ekartör 200X65 mm	1 Adet
012	L 656.20	DEAVER ekartör 125X25 mm	1 Adet
013	L 656.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
014	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
015	L 655.26	Açılı çatı mili 30X30 cm	2 Adet
016	L 655.42	Ekartör tutucu bağlantı elemanı	4 Adet
017	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	4 Adet
018	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.07

(complete
komple)

KIDNEY TRANSPLANTATION RETRACTOR SYSTEM
BÖBREK TRANSPLANTASYON EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 656.07	Bükülebilir ekartör 200X25 mm	2 Adet
002	L 656.12	Bükülebilir ekartör 200X50 mm	2 Adet
003	L 656.14	Bükülebilir ekartör 250X65 mm	2 Adet
004	L 656.15	Bükülebilir ekartör 250X75 mm	2 Adet
005	L 656.70	RICHARDSON ekartör 25X20 mm	1 Adet
006	L 656.71	RICHARDSON ekartör 50X20 mm	1 Adet
007	L 656.72	RICHARDSON ekartör 30X20 mm	1 Adet
008	L 656.60	KELLY ekartör 50X40 mm	1 Adet
009	L 656.61	KELLY ekartör 60X50 mm	1 Adet
010	L 656.62	KELLY ekartör 70X60 mm	1 Adet
011	L 656.32	BALFOUR ekartör 60X50 mm	2 Adet
012	L 656.31	BALFOUR ekartör 30X50 mm	2 Adet
013	L 656.76	RICHARDSON ekartör 100X50 mm	1 Adet
014	L 656.77	RICHARDSON ekartör 125X50 mm	1 Adet
015	L 656.42	HARRINGTON ekartör 150X65 mm	1 Adet
016	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
017	L 655.20	Çift bağlantılı çatı mili 60 cm	1 Adet
018	L 655.27	Açılı çatı mili 20X40 mm	2 Adet
019	L 655.42	Ekartör tutucu bağlantı elemanı	4 Adet
020	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	4 Adet
021	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.08

(complete
komple)

HARRIS PERINEAL RETRACTOR SYSTEM

HARRIS PERİNEAL EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 656.49	HARRIS prostat ekartör	1 Adet
002	L 656.97	Mesane ekartör 75X25 mm	2 Adet
003	L 656.96	Mesane ekartör 65X25 mm	2 Adet
004	L 656.95	Mesane ekartör 75X13 mm	2 Adet
005	L 656.94	Mesane ekartör 70X13 mm	2 Adet
006	L 656.98	Mesane ekartör 65X25 mm	1 Adet
007	L 657.13	MURPHY cilt ekartör, künt 13X25 mm	1 Adet
008	L 656.02	Bükülebilir ekartör 150X13 mm	1 Adet
009	L 656.12	Bükülebilir ekartör 200X50 mm	1 Adet
010	L 656.09	Bükülebilir ekartör 200X40 mm	1 Adet
011	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
012	L 655.27	Açılı çatı mili 20X40 mm	3 Adet
013	L 655.40	Çatı bağlantı elemanı	2 Adet
014	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	3 Adet
015	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	3 Adet
016	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.09

(complete
komple)

POSTERIOR LUMBAR RETRACTOR SYSTEM

PORTERİÖR LUMBAR EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 657.40	Çift açılı laminektomi ekartör 80X20 mm	2 Adet
002	L 657.41	Çift açılı laminektomi ekartör 80X45 mm	2 Adet
003	L 657.42	Çift açılı laminektomi ekartör 80X60 mm	2 Adet
004	L 657.43	Çift açılı laminektomi ekartör 100X20 mm	2 Adet
005	L 657.44	Çift açılı laminektomi ekartör 100X45 mm	2 Adet
006	L 657.45	Çift açılı laminektomi ekartör 100X60 mm	2 Adet
007	L 657.46	Çift açılı laminektomi ekartör 120X20 mm	2 Adet
008	L 657.47	Çift açılı laminektomi ekartör 120X45 mm	2 Adet
009	L 657.48	Çift açılı laminektomi ekartör 120X60 mm	2 Adet
010	L 657.22	MEYERDING laminektomi ekartör, dişsiz 100X16 mm	2 Adet
011	L 657.24	MEYERDING laminektomi ekartör, dişsiz 75X25 mm	2 Adet
012	L 657.25	MEYERDING laminektomi ekartör, dişsiz 100X25 mm	2 Adet
013	L 657.32	MEYERDING laminektomi ekartör, dişsiz 100X16 mm	2 Adet
014	L 657.34	MEYERDING laminektomi ekartör, dişsiz 75X25 mm	2 Adet
015	L 657.35	MEYERDING laminektomi ekartör, dişsiz 100X25 mm	2 Adet
016	L 657.85	Root ekartörü° -	1 Adet
017	L 657.86	Root ekartörü° -	1 Adet
018	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
019	L 655.20	Çift bağlantı çatı mili 60 cm	1 Adet
020	L 655.27	Açılı çatı mili 20X40 cm	2 Adet
021	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	4 Adet
022	L 655.61	Ekartör kolu açısı ayarlanabilir 25 cm	4 Adet
023	L 655.68	L 655.61 - L 655.64 - L 655.67 için açısı değiştirilebilir anahtar	1 Adet
024	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet




L 659.10

(complete
komple)

SPINAL SURGERY RETRACTOR SYSTEM
SPİNAL CERRAHİ EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 657.50	Spinal ekartör, dişsiz 40X16 mm	1 Adet
002	L 657.51	Spinal ekartör, dişsiz 45X16 mm	1 Adet
003	L 657.52	Spinal ekartör, dişsiz 50X16 mm	1 Adet
004	L 657.53	Spinal ekartör, dişsiz 55X16 mm	1 Adet
005	L 657.54	Spinal ekartör, dişsiz 60X16 mm	1 Adet
006	L 657.55	Spinal ekartör, dişli 40X16 mm	1 Adet
007	L 657.56	Spinal ekartör, dişli 45X16 mm	1 Adet
008	L 657.57	Spinal ekartör, dişli 50X16 mm	2 Adet
009	L 657.58	Spinal ekartör, dişli 55X16 mm	2 Adet
010	L 657.59	Spinal ekartör, dişli 60X16 mm	2 Adet
011	L 657.70	Ekartör eğri uçlu 55X20 mm	2 Adet
012	L 657.71	Ekartör eğri uçlu 30X25 mm	2 Adet
013	L 657.72	Ekartör eğri uçlu 40X25 mm	2 Adet
014	L 657.74	Ekartör eğri uçlu 60X25 mm	2 Adet
015	L 657.76	Ekartör eğri uçlu 80X25 mm	2 Adet
016	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
017	L 655.20	Çift bağlantı çatı mili 60 cm	1 Adet
018	L 655.28	Açılı çatı mili 20X30 cm	2 Adet
019	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	4 Adet
020	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	4 Adet
021	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet



L 659.11

(complete
komple)

ANTERIOR LUMBAR RETRACTOR SYSTEM
ANTERİOR LUMBAR EKARTÖR SİSTEMİ

001	L 656.28	Damar ekartör bükülebilir 140X25 mm	2 Adet
002	L 656.29	Damar ekartör bükülebilir 200X25 mm	2 Adet
003	L 656.25	Damar ekartör bükülebilir 140X25 mm	2 Adet
004	L 656.26	Damar ekartör bükülebilir 200X25 mm	2 Adet
005	L 657.90	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 100X25 mm	2 Adet
006	L 657.91	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 150X25 mm	2 Adet
007	L 657.92	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 200X25 mm	2 Adet
008	L 657.94	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 100X30 mm	2 Adet
009	L 657.95	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 150X30 mm	2 Adet
010	L 657.96	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 200X30 mm	2 Adet
011	L 657.97	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 250X30 mm	2 Adet
012	L 657.93	Anterior lumbar ekartör, tırnaklı 250X25 mm	2 Adet
013	L 655.10	Masa bağlantı ayağı tek bağlantılı 45 cm	1 Adet
014	L 655.20	Çift bağlantı çatı mili 60 cm	1 Adet
015	L 655.27	Açılı çatı mili 20X40 cm	2 Adet
016	L 655.42	Ekartör bağlantı elemanı	4 Adet
017	L 655.60	Ekartör kolu sabit 25 cm	4 Adet
018	Y 885.00	Taşıma konteyner 670X260X102 mm	1 Adet



A-Z

Alfabetik Dizin
Alphabetical Index

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

A

Abdominal Ekartörler,	6, 7, 8, 9
Abdominal Üroloji Ekartör Sistemi,	13
Açı Değiştirme Anahtarı,	2
Açılı Çatı Mili,	5
Anterior Lumbar Bleyd,	9
Anterior Lumbar Ekartör Sistemi,	15

B

Bağlantı Elemanları,	2, 3
BALFOUR	
Bleyd,	7
Orta Bleyd,	7
Bleyd,	6
Böbrek Transplantasyon Ekartör Sistemi,	13

Ç

Çatı Bağlantı Elemanı,	2
Çatı Elemanları,	4, 5
Çift Bağlantılı Çatı Mili,	5
Çift Taraflı Açılı Oyuk Bleyd,	8
Çift Taraflı Bleyd,	8

D

Damar Bleyd,	6
DEAVER	
Bleyd,	6
Düz Çatı Mili,	5

E

Ekartör Bağlantı Elemanı,	2
Ekartör Kolu,	3
Ekartör Tutucu,	2

F

FENCE	
Bleyd,	7

G

Genel Cerrahi Ekartör Sistemi,	11
Genel Çatı Seti,	10
Genel Transplantasyon Ekartör Seti,	10, 12
Genel / Üroloji / Lumbar Ekartör Seti,	14
Genel/Vasküler Cerrahi Ekartör Sistemi,	12
Genel, Vasküler Ekartör Seti,	11, 13

H

HARRINGTON	
Bleyd,	6
HARRIS	
Prostat Bleyd,	8
Harris Perineal Ekartör Sistemi,	14
HEANY	
Bleyd,	7
HILL-FERGUSON	
Rektal Bleyd,	8
HOLTGREWE	
Bleyd,	8

I

Işık Taşıyıcı,	2
----------------------	---

İ

İç Bükümlü Posterior Lumbar Bleydi,	9
---	---

K

Karaciğer Transplantasyon Sistemi,	10
Katlanabilir Çift Eklemlili Çatı Mili,	4
Katlanabilir Tek Eklemlili Çatı Mili,	5
KELLY	
Bleyd,	7
Kolon/Rektal Ekartör Sistemi,	11

L

Lumbar Ekartör Düz Uçlu,	9
--------------------------------	---

Lumbar Ekartör Eğri Uçlu,	9
---------------------------------	---

M

Masa Bağlantı Ayağı, Çift Bağlantılı,	4
Masa Baağlantı Ayağı, Tek Bağlantılı,	4
MEYERDING	
Bleyd,	9
MURPHY	
Tırmık Bleyd,	8

P

Parmak Bleyd,	6
Pediyatrik Ekartör Sistemi,	12
Porterior Lumbar Ekartör Sistemi,	14

R

Rektal Ekartörler,	8, 9
RICHARDSON	
Bleyd,	7
Mini Bleyd,	7

S

Sinir Kökü Ekartörü,	9
Spinal Cerrahi Ekartör Sistemi,	15
Spinal Vasküler Ekartör Seti,	15
ST.MARKS	
Pelvis Bleyd,	7

T

Taşıma Konteyneri,	5
Tek Bağlantılı Çatı Mili,	5

Ü

Üroloji Ekartörler,	8, 9
---------------------------	------

Alfabetik Dizin

Alphabetical Index

V

Vasküler Ekartörler,	6, 7
VOLKMAN	
Bleyd,	8

Y

"Y" Şeklinde Mesane Bleyd,	8
----------------------------------	---



0-9 Sayısal Dizin Numerical Index

Sayısal Dizin

Numerical Index

L 655.10.....	4	L 655.50.....	10	L 656.15.....	10
L 655.10.....	10	L 655.55.....	2	L 656.15.....	11
L 655.10.....	10	L 655.60.....	3	L 656.15.....	13
L 655.10.....	11	L 655.60.....	10	L 656.16.....	6
L 655.10.....	11	L 655.60.....	11	L 656.16.....	10
L 655.10.....	12	L 655.60.....	11	L 656.20.....	6
L 655.10.....	12	L 655.60.....	12	L 656.20.....	11
L 655.10.....	13	L 655.60.....	12	L 656.20.....	12
L 655.10.....	14	L 655.60.....	13	L 656.20.....	13
L 655.10.....	14	L 655.60.....	13	L 656.21.....	6
L 655.10.....	15	L 655.60.....	14	L 656.22.....	6
L 655.10.....	15	L 655.60.....	15	L 656.22.....	11
L 655.12.....	4	L 655.60.....	15	L 656.22.....	12
L 655.15.....	4	L 655.61.....	3	L 656.23.....	6
L 655.15.....	10	L 655.61.....	14	L 656.24.....	6
L 655.17.....	4	L 655.63.....	3	L 656.25.....	6
L 655.20.....	5	L 655.63.....	10	L 656.25.....	15
L 655.20.....	10	L 655.64.....	3	L 656.26.....	6
L 655.20.....	10	L 655.64.....	10	L 656.26.....	15
L 655.20.....	11	L 655.66.....	3	L 656.28.....	6
L 655.20.....	11	L 655.66.....	10	L 656.28.....	11
L 655.20.....	12	L 655.67.....	3	L 656.28.....	15
L 655.20.....	12	L 655.67.....	10	L 656.29.....	6
L 655.20.....	13	L 655.68.....	2	L 656.29.....	15
L 655.20.....	13	L 655.68.....	10	L 656.30.....	7
L 655.20.....	14	L 655.68.....	14	L 656.30.....	10
L 655.20.....	15	L 656.00.....	6	L 656.30.....	12
L 655.20.....	15	L 656.00.....	12	L 656.31.....	7
L 655.21.....	5	L 656.01.....	6	L 656.31.....	12
L 655.25.....	5	L 656.01.....	10	L 656.31.....	13
L 655.25.....	12	L 656.02.....	6	L 656.31.....	13
L 655.26.....	5	L 656.02.....	10	L 656.32.....	7
L 655.26.....	10	L 656.02.....	12	L 656.32.....	12
L 655.26.....	11	L 656.02.....	14	L 656.32.....	13
L 655.26.....	13	L 656.03.....	6	L 656.32.....	13
L 655.27.....	5	L 656.03.....	10	L 656.33.....	7
L 655.27.....	10	L 656.03.....	12	L 656.33.....	11
L 655.27.....	12	L 656.04.....	6	L 656.33.....	12
L 655.27.....	13	L 656.04.....	10	L 656.34.....	7
L 655.27.....	14	L 656.04.....	12	L 656.34.....	10
L 655.27.....	14	L 656.05.....	6	L 656.34.....	11
L 655.27.....	15	L 656.05.....	10	L 656.34.....	11
L 655.28.....	5	L 656.06.....	6	L 656.35.....	7
L 655.28.....	10	L 656.07.....	6	L 656.35.....	10
L 655.28.....	11	L 656.07.....	11	L 656.36.....	7
L 655.28.....	15	L 656.07.....	13	L 656.36.....	10
L 655.29.....	5	L 656.08.....	6	L 656.37.....	7
L 655.30.....	5	L 656.09.....	6	L 656.37.....	10
L 655.31.....	5	L 656.09.....	14	L 656.38.....	7
L 655.32.....	5	L 656.10.....	6	L 656.38.....	11
L 655.33.....	4	L 656.10.....	13	L 656.39.....	7
L 655.33.....	10	L 656.11.....	6	L 656.39.....	10
L 655.34.....	4	L 656.11.....	10	L 656.40.....	6
L 655.40.....	2	L 656.11.....	12	L 656.41.....	6
L 655.40.....	14	L 656.12.....	6	L 656.42.....	6
L 655.42.....	2	L 656.12.....	11	L 656.42.....	10
L 655.42.....	10	L 656.12.....	12	L 656.42.....	11
L 655.42.....	11	L 656.12.....	13	L 656.42.....	12
L 655.42.....	11	L 656.12.....	13	L 656.42.....	12
L 655.42.....	12	L 656.12.....	14	L 656.42.....	13
L 655.42.....	12	L 656.13.....	6	L 656.42.....	13
L 655.42.....	13	L 656.14.....	6	L 656.43.....	6
L 655.42.....	13	L 656.14.....	10	L 656.43.....	13
L 655.42.....	14	L 656.14.....	11	L 656.44.....	6
L 655.42.....	14	L 656.14.....	12	L 656.45.....	6
L 655.42.....	15	L 656.14.....	13	L 656.45.....	10
L 655.42.....	15	L 656.14.....	13	L 656.45.....	11
L 655.50.....	2	L 656.15.....	6	L 656.46.....	8

Sayısal Dizin

Numerical Index

L 656.47.....	8	L 656.91.....	11	L 657.56.....	9
L 656.47.....	13	L 656.94.....	8	L 657.56.....	15
L 656.49.....	8	L 656.94.....	14	L 657.57.....	9
L 656.49.....	14	L 656.95.....	8	L 657.57.....	15
L 656.50.....	7	L 656.95.....	14	L 657.58.....	9
L 656.51.....	7	L 656.96.....	8	L 657.58.....	15
L 656.52.....	7	L 656.96.....	14	L 657.59.....	9
L 656.52.....	11	L 656.97.....	8	L 657.59.....	15
L 656.53.....	7	L 656.97.....	14	L 657.60.....	9
L 656.53.....	11	L 656.98.....	8	L 657.61.....	9
L 656.54.....	7	L 656.98.....	14	L 657.62.....	9
L 656.54.....	11	L 657.00.....	8	L 657.63.....	9
L 656.54.....	12	L 657.01.....	8	L 657.64.....	9
L 656.54.....	13	L 657.02.....	8	L 657.65.....	9
L 656.55.....	7	L 657.03.....	8	L 657.66.....	9
L 656.60.....	7	L 657.10.....	8	L 657.67.....	9
L 656.60.....	12	L 657.11.....	8	L 657.68.....	9
L 656.60.....	13	L 657.12.....	8	L 657.70.....	9
L 656.61.....	7	L 657.13.....	8	L 657.70.....	15
L 656.61.....	12	L 657.13.....	14	L 657.71.....	9
L 656.61.....	13	L 657.20.....	9	L 657.71.....	15
L 656.62.....	7	L 657.21.....	9	L 657.72.....	9
L 656.62.....	10	L 657.22.....	9	L 657.72.....	15
L 656.62.....	11	L 657.22.....	14	L 657.73.....	9
L 656.62.....	12	L 657.23.....	9	L 657.74.....	9
L 656.62.....	13	L 657.24.....	9	L 657.74.....	15
L 656.62.....	13	L 657.24.....	14	L 657.75.....	9
L 656.63.....	7	L 657.25.....	9	L 657.76.....	9
L 656.63.....	10	L 657.25.....	14	L 657.76.....	15
L 656.63.....	12	L 657.30.....	9	L 657.80.....	9
L 656.67.....	7	L 657.31.....	9	L 657.81.....	9
L 656.67.....	11	L 657.32.....	9	L 657.85.....	9
L 656.67.....	11	L 657.32.....	14	L 657.85.....	14
L 656.67.....	13	L 657.33.....	9	L 657.86.....	9
L 656.68.....	7	L 657.34.....	9	L 657.86.....	14
L 656.70.....	7	L 657.34.....	14	L 657.90.....	9
L 656.70.....	11	L 657.35.....	9	L 657.90.....	15
L 656.70.....	12	L 657.35.....	14	L 657.91.....	9
L 656.70.....	13	L 657.40.....	9	L 657.91.....	15
L 656.71.....	7	L 657.40.....	14	L 657.92.....	9
L 656.71.....	12	L 657.41.....	9	L 657.92.....	15
L 656.71.....	13	L 657.41.....	14	L 657.93.....	9
L 656.72.....	7	L 657.42.....	9	L 657.93.....	15
L 656.72.....	12	L 657.42.....	14	L 657.94.....	9
L 656.72.....	13	L 657.43.....	9	L 657.94.....	15
L 656.73.....	7	L 657.43.....	14	L 657.95.....	9
L 656.75.....	7	L 657.44.....	9	L 657.95.....	15
L 656.76.....	7	L 657.44.....	14	L 657.96.....	9
L 656.76.....	12	L 657.45.....	9	L 657.96.....	15
L 656.76.....	13	L 657.45.....	14	L 657.97.....	9
L 656.77.....	7	L 657.46.....	9	L 657.97.....	15
L 656.77.....	11	L 657.46.....	14	L 659.00.....	10
L 656.77.....	12	L 657.47.....	9	L 659.01.....	10
L 656.77.....	13	L 657.47.....	14	L 659.02.....	11
L 656.77.....	13	L 657.48.....	9	L 659.03.....	11
L 656.78.....	7	L 657.48.....	14	L 659.04.....	12
L 656.79.....	7	L 657.50.....	9	L 659.05.....	12
L 656.79.....	10	L 657.50.....	15	L 659.06.....	13
L 656.80.....	7	L 657.51.....	9	L 659.07.....	13
L 656.81.....	7	L 657.51.....	15	L 659.08.....	14
L 656.81.....	10	L 657.52.....	9	L 659.09.....	14
L 656.81.....	11	L 657.52.....	15	L 659.10.....	15
L 656.81.....	11	L 657.53.....	9	L 659.11.....	15
L 656.83.....	7	L 657.53.....	15	Y 885.00.....	5
L 656.84.....	7	L 657.54.....	9	Y 885.00.....	10
L 656.90.....	8	L 657.54.....	15	Y 885.00.....	10
L 656.90.....	11	L 657.55.....	9	Y 885.00.....	11
L 656.91.....	8	L 657.55.....	15	Y 885.00.....	11



BAHADIR TIBBİ ALETLER AŞ

ŞABANOĞLU OSB MAH. VALİ M. ERDOĞAN CEBECİ BUL. NO:29/1 SAMSUN /TÜRKİYE

Tel: +90 (362) 266 70 00 - Faks: +90 (362) 266 70 05

info@bahadir.com.tr

BAHADIR USA LLC

431 S. PENNSVILLE AUBURN ROAD, CARNEYS POINT, NJ 08069

TEL: +1 856 517 3080 - Fax: +1 856 517 3081

info@bahadirusa.com - www.bahadirusa.com



CT12-05023

www.bahadir.com.tr